

一. 振荡器(摇床)部分

1. 多振幅轨道台式振荡器(摇床)				
产 品 名 称	原型号	新型号	出厂价 (含标配)	产 品 特 点 (测试条件: 环境温度 25℃, 空载运行)
迷你型无级调幅振荡器(摇床)	ZHWY-103B	ZWY-103B	10800	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30~400 转/分, 振幅: Φ 24、32、38、50 四档振幅; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 瓶架 50ml*9 支, 或 100ml*9 支, 或 250ml*5 支
经典型无级调幅振荡器(摇床)	ZHWY-100H	ZWY-100H	13800	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30~400 转/分, 振幅: Φ 0-50MM 无级可调; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 瓶架 50ml*18 支, 或 100ml*18 支, 或 250ml*10 支, 或 500ml*9 支, 或 750ml*5 支, 或 1000ml*4 支
全温型无级调幅振荡器(摇床)	ZHWY-200H	ZWY-240	18600	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃, 转速范围: 30~400 转/分, 振幅: Φ 0-50MM 无级可调; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*23 支, 或 100ml*23 支, 或 250ml*12 支, 或 500ml*9 支, 或 750ml*7 支, 或 1000ml*5 支
迷你型无级调幅高速振荡器(摇床)	ZHWY-103D	ZWY-103D	11400	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30~600 转/分, 振幅范围: Φ 0-50MM (无级可调) ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*9 支, 或 100ml*9 支, 或 250ml*5 支
经典型无级调幅高速振荡器(摇床)	ZHWY-100D	ZWY-100D	15000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30~600 转/分, 振幅范围Φ 0-50MM (无级可调); ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*18 支, 或 100ml*18 支, 或 250ml*10 支, 或 500ml*9 支, 或 750ml*5 支, 或 1000ml*4 支
全温型无级调幅高速振荡器(摇床)	ZHWY-200D	ZWY-200D	19900	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃, 转速范围: 30~600 转/分, 振幅范围Φ 0-50MM (无级可调); ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*23 支, 或 100ml*23 支, 或 250ml*12 支, 或 500ml*9 支, 或 750ml*7 支, 或 1000ml*5 支
往复多振幅轨道振荡器(摇床)	ZHWY-100F	ZWF-100	15000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: +5~60℃, 往复频率范围: 30~240 转/分, 振幅范围Φ 40mm。 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*18 支, 或 100ml*18 支, 或 250ml*11 支, 或 500ml*9 支, 或 750ml*6 支, 或 1000ml*5 支
往复多振幅轨道振荡器(摇床)	ZHWY-200F	ZWF-200	20400	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃, 往复频率范围: 30~240 转/分, 振幅: Φ 40mm; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*25 支, 或 100ml*25 支, 或 250ml*15 支, 或 500ml*10 支, 或 750ml*9 支, 或 1000ml*5 支
2. 卧式振荡器(摇床)				
产 品 名 称	原型号	新型号	出厂价	产 品 特 点

			(含标配)	(测试条件: 环境温度 25℃, 空载运行)
豪华型大容量恒温振荡器(摇床)	ZHWY-111B	ZWY-111B	27000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 26mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*64 支, 或 100ml*64 支, 或 250ml*40 支, 或 500ml*28 支, 或 750ml*23 支, 或 1000ml*15 支
豪华型大容量全温度恒温振荡器(摇床)	ZHWY-211B	ZWY-211B	30200	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃, 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 26mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*64 支, 或 100ml*64 支, 或 250ml*40 支, 或 500ml*28 支, 或 750ml*23 支, 或 1000ml*15 支
加高型大容量恒温振荡器(摇床)	ZHWY-111C	ZWY-111C	30200	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 26mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*82 支, 或 100ml*82 支, 或 250ml*45 支, 或 500ml*33 支, 或 750ml*24 支, 或 1000ml*15 支, 2000ml*11 支, 或 3000ml*8 支, 或 5000ml*6 支
加高型大容量全温度恒温振荡器(摇床)	ZHWY-211C	ZWY-211C	34000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃, 转速范围: 30-300 转/分. 振幅: Φ 26mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*82 支, 或 100ml*82 支, 或 250ml*45 支, 或 500ml*33 支, 或 750ml*24 支, 或 1000ml*15 支, 2000ml*11 支, 或 3000ml*8 支, 或 5000ml*6 支
加高型大容量超大振幅恒温振荡器(摇床)	ZHWY-111G	ZWY-111G	29500	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30-150 转/分, 振幅: Φ 70mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*54 支, 或 100ml*54 支, 或 250ml*35 支, 或 500ml*24 支, 或 750ml*15 支, 或 1000ml*15 支, 2000ml*8 支, 或 3000ml*6 支, 或 5000ml*6 支
加高型大容量超大振幅全温度振荡器(摇床)	ZHWY-211G	ZWY-211G	33000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃, 转速范围: 30-150 转/分. 振幅: Φ 70mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*54 支, 或 100ml*54 支, 或 250ml*35 支, 或 500ml*24 支, 或 750ml*15 支, 或 1000ml*15 支, 2000ml*8 支, 或 3000ml*6 支, 或 5000ml*6 支
脚踏开门型大容量恒温振荡器(摇床)	ZHWY-111D	ZWY-111D	34200	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 26mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*82 支, 或 100ml*82 支, 或 250ml*52 支, 或 500ml*38 支, 或 750ml*26 支, 或 1000ml*22 支, 或 2000ml*12 支, 或 3000ml*11 支, 或 5000ml*6 支
脚踏开门型大容量全温度恒温振荡器(摇床)	ZHWY-211D	ZWY-211D	39500	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃, 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 26mm, 带照明

				<ul style="list-style-type: none"> ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*82 支, 或 100ml*82 支, 或 250ml*52 支, 或 500ml*38 支, 或 750ml*26 支, 或 1000ml*22 支, 或 2000ml*12 支, 或 3000ml*11 支, 或 5000ml*6 支
往复式大容量恒温振荡器(摇床)	ZHWY-111F	ZWF-111	36500	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 往复频率范围: 30-240 转/分, 振幅: Φ 0-50mm 无级可调; 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*66 支, 或 100ml*66 支, 或 250ml*45 支, 或 500ml*32 支, 或 750ml*23 支, 或 1000ml*15 支, 或 2000ml*11 支, 或 3000ml*6 支
往复式大容量全温度恒温振荡器(摇床)	ZHWY-211F	ZWF-211	40800	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃ (室温 25℃时), 往复频率范围: 30-240 转/分, 振幅: Φ 0-50mm 无级可调, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*66 支, 或 100ml*66 支, 或 250ml*45 支, 或 500ml*32 支, 或 750ml*23 支, 或 1000ml*15 支, 或 2000ml*11 支, 或 3000ml*6 支

3. 双层系列振荡器(摇床)

产品名称	原型号	新型号	出厂价 (含标配)	产品特点 (测试条件: 环境温度 25℃, 空载运行)
双层小容量恒温振荡器(摇床)	ZHWY-1102C	ZWY-1102C	23500	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 26mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*56 支, 或 100ml*56 支, 或 250ml*28 支, 或 500ml*22 支, 或 750ml*18 支
双层小容量全温恒温振荡器(摇床)	ZHWY-2102C	ZWY-2102C	26800	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 26mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*56 支, 或 100ml*56 支, 或 250ml*28 支, 或 500ml*22 支, 或 750ml*18 支
双层大容量恒温振荡器(摇床)	ZHWY-1102	ZWY-1102	34200	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 26mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*104 支, 或 100ml*104 支, 或 250ml*56 支, 或 500ml*44 支, 750ml*30 支, 或 1000ml*24 支
双层大容量全温度恒温振荡器(摇床)	ZHWY-2102	ZWY-2102	39000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃, 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 26mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*104 支, 或 100ml*104 支, 或 250ml*56 支, 或 500ml*44 支, 750ml*30 支, 或 1000ml*24 支
双层特大容量恒温培养振荡器(摇床)	ZHWY-1112B	ZWY-1112B	51500	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 35mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*164 支, 或 100ml*164 支, 或 250ml*90 支, 或 500ml*74 支, 750ml*52 支, 或 1000ml*36 支
双层特大容量全温度恒温振荡器(摇床)	ZHWY-2112B	ZWY-2112B	56000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃, 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 35mm, 带照明

				<ul style="list-style-type: none"> ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*164 支, 或 100ml*164 支, 或 250ml*90 支, 或 500ml*74 支, 750ml*52 支, 或 1000ml*36 支
双层往复式大容量恒温振荡器 (摇床)	ZHWY-1112F	ZWF-1112	55500	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30-240 转/分, 振幅: Φ 0-50mm, 带光照 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*164 支, 或 100ml*164 支, 或 250ml*90 支, 或 500ml*76 支, 750ml*48 支, 或 1000ml*44 支
双层往复式大容量全温度恒温振荡器 (摇床)	ZHWY-2112F	ZWF-2112	59000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃ (室温 25℃ 时), 转速范围: 30-240 转/分, 振幅: Φ 0-50mm, 带光照 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*164 支, 或 100ml*164 支, 或 250ml*90 支, 或 500ml*76 支, 750ml*48 支, 或 1000ml*44 支
双层特大容量大振幅全温度恒温振荡器 (摇床)	ZHWY-2112D	ZWY-2112D	59000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 4~60℃, 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 50mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 100ml*164 支, 或 250ml*90 支, 或 500ml*74 支, 或 1000ml*36 支
双层特大容量大振幅恒温培养振荡器 (摇床)	ZHWY-1112D	ZWY-1112D	55000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 30-300 转/分, 振幅: Φ 50mm, 带照明 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 100ml*164 支, 或 250ml*90 支, 或 500ml*74 支, 或 1000ml*36 支
双层恒温振荡器 (摇床)	ZHWY-2304A	ZWF-2104	30000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温 4~60℃; 转速范围: 20-80 转/分, 振幅: Φ 60mm, 带照明 ● 最大可装载 200ml 血袋 96 袋 (12*8)

4. 多功能脱色振荡器 (摇床)

产品名称	原型号	新型号	出厂价 (含标配)	产品特点 (测试条件: 环境温度 25℃, 空载运行)
回旋式脱色振荡器 (摇床)	ZHWY-304	ZWY-304	6000	<ul style="list-style-type: none"> ● 转速范围: 30~300 转/分, 振幅: Φ 30mm ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 100ml*16 支, 或 250ml*9 支, 或 500ml*7 支
往复式脱色振荡器 (摇床)	ZHWY-334	ZWF-334	5200	<ul style="list-style-type: none"> ● 往复频率范围: 30~300 转/分, 振幅: Φ 20、24、30、40mm 四档可调; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 100ml*16 支, 或 250ml*9 支, 或 500ml*7 支
翘板式脱色振荡器 (摇床)	ZHWY-344	ZWQ-344	4200	<ul style="list-style-type: none"> ● 转速范围: 20~80 转/分, 倾斜角: 5°、8°、10°、12°; ● 标准配置: 翘板式托盘+8 根弹簧。 ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量
多功能脱色振荡器 (摇床)	ZHWY-104A	ZWY-114	6200	<ul style="list-style-type: none"> ● 转速范围: 30~250 转/分; ● 背部加热装置

5. 摇瓶机

产 品 名 称	原型号	新型号	出厂价 (含标配)	产 品 特 点 (测试条件: 环境温度 25℃, 空载运行)
双层往复小容量摇瓶机	ZHWY-3312	ZWF-3312B	23000	<ul style="list-style-type: none"> ● 往复频率范围: 30~300 次数/分, 振幅: Φ 0-50mm; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*136 支, 或 100ml*136 支, 或 250ml*94 支, 或 500ml*64 支, 或 750ml*44 支, 或 1000ml*36 支
单层往复小容量摇瓶机	ZHWY-331	ZWF-331B	21500	<ul style="list-style-type: none"> ● 往复频率范围: 30~300 次数/分, 振幅: Φ 0-50mm; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*68 支, 或 100ml*68 支, 或 250ml*46 支, 或 500ml*32 支, 或 750ml*22 支, 或 1000ml*18 支, 或 2000ml*12 支, 或 3000ml*8 支, 或 5000ml*6 支
双层大容量摇瓶机	ZHWY-3222	ZWY-3222B	28500	<ul style="list-style-type: none"> ● 转速范围: 30~300 转/分, 振幅: Φ 35mm; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 100ml*172 支, 或 250ml*106 支, 或 500ml*74 支, 或 1000ml*44 支
单层大容量摇瓶机	ZHWY-322	ZWY-322B	26500	<ul style="list-style-type: none"> ● 转速范围: 30~300 转/分, 振幅: Φ 35mm; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 50ml*86 支, 或 100ml*86 支, 或 250ml*53 支, 或 500ml*37 支, 750ml*29 支, 或 1000ml*22 支, 或 2000ml*12 支, 3000ml*11 支, 5000ml*7 支;
双层大振幅大容量摇瓶机	ZHWY-3222A	ZWY-B3222	31800	<ul style="list-style-type: none"> ● 转速范围: 30~300 转/分, 振幅: Φ 50mm, ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 100ml*176 支, 250ml*106 支, 500ml*74 支, 1000ml*44 支, 2000ml*32 支
单层大振幅大容量摇瓶机	ZHWY-322A	ZWY-322C	30000	<ul style="list-style-type: none"> ● 转速范围: 30~300 转/分, 振幅: Φ 50mm; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 100ml*86 支, 或 250ml*53 支, 或 500ml*37 支, 或 1000ml*22 支, 或 2000ml*12 支, 5000ml*6 支;
三层大振幅大容量摇瓶机	ZHWY-3223	ZWY-3723B	85000	<ul style="list-style-type: none"> ● 转速范围: 30~240 转/分, 振幅: Φ 50mm; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 250ml*210 支 (6 小块), 或 500ml*150 支 (6 小块), 750ml*120 支 (6 小块) 或 1000ml*96 支 (6 小块), 或 2000ml*72 支 (6 小块) .
往复三层大振幅大容量摇瓶机	ZHWY-3323	ZWF-3623B	76000	<ul style="list-style-type: none"> ● 往复频率范围: 30~240 转/分, 振幅: Φ 50mm; ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量 ● 250ml*210 支 (6 小块), 或 500ml*150 支 (6 小块), 750ml*120 支 (6 小块) 或 1000ml*96 支 (6 小块), 或 2000ml*72 支 (6 小块) .

6. 水浴振荡器 (摇床)

产 品 名 称	原型号	新型号	出厂价 (含标配)	产 品 特 点 (测试条件: 环境温度 25℃, 空载运行)
往复水浴恒温培养振荡器 (摇床)	ZHWY-110X30	ZWY-110X30	14000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围: 室温~100℃, 往复频率范围: 20~180 次数/分, 振荡幅度: Φ 16 或 Φ 24 (mm)

				<ul style="list-style-type: none"> ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量， ● 100ml*15 支，或 250ml*11 支，或 500ml*6 支
往复水浴恒温培养振荡器（摇床）	ZHWY-110X50	ZWY-110X50	17000	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围：室温~100℃，往复频率范围：20~180 次数/分，振荡幅度：Φ 16 或 Φ24 (mm)。
7. 多功能智能组合振荡器(摇床)				
产品名称	原型号	新型号	出厂价 (含标配)	产品特点 (测试条件：环境温度 25℃，空载运行)
六段编程加高型大容量全温度恒温振荡器(摇床)	ZHWY-A211C	ZWY-A211C	* 35500	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度范围：4~60℃ ● 旋转范围：30-300 转/分，F 型往复频率：30-240 转/分 ● 湿度指标：控湿范围 45-90 % RH，湿度分辨率精度 0.1 % RH，湿度波动度±3 % RH ● 控制方式：六段编程、曲线控制 <p>安全保护：上、下限超温报警、上、下限超速报警、上、下限潮湿报警、停电报警、传感器故障报警、低水位保护、独立式过升防止器、独立式超温保护器（可调）、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护附属功能：自动停机、自动开机、自动注水、温度/湿度表示校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、RS-232 接口、嵌入式打印输出。</p>
六段编程脚踏开门型大容量全温度恒温振荡器(摇床)	ZHWY-A211D	ZWY-A211D	* 41000	
六段编程往复式大容量全温度恒温振荡器（摇床）	ZHWY-A211F	ZWF-A211	* 42300	
六段编程双层小容量全温恒温振荡器(摇床)	ZHWY-A2102C	ZWY-A2102C	* 28300	
六段编程双层大容量全温度恒温振荡器(摇床)	ZHWY-A2102	ZWY-A2102	* 40500	
六段编程双层特大容量全温度恒温振荡器(摇床)	ZHWY-A2112B	ZWY-A2112B	* 57500	
六段编程双层往复式大容量全温度恒温振荡器（摇床）	ZHWY-A2112F	ZWF-A2112	* 60500	
卧式旋转式曲线控制可编程恒温恒湿振荡器(摇床)	ZHWY-C211D	ZWY-C211D	49200	
卧式往复式曲线控制可编程恒温恒湿振荡器（摇床）	ZHWY-C211F	ZWF-C211	48500	
加高型卧式旋转式曲线控制可编程恒温恒湿振荡器（摇床）	ZHWY-C211C	ZWY-C211C	43800	
双层旋转式曲线控制可编程恒温恒湿振荡器(摇床)	ZHWY-C2102	ZWY-C2102	47000	
双层旋转式曲线控制可编程恒温恒湿振荡器(摇床)	ZHWY-C2112B	ZWY-C2112B	68000	
双层往复式曲线控制可编程恒温恒湿振荡器（摇床）	ZHWY-C2112F	ZWF-C2112	68000	
叠加式组合振荡器（摇床）	ZHWY-2005A	ZWYD-2402	84000	
				<ul style="list-style-type: none"> ● 每种规格三角烧瓶瓶架最大装瓶量， ● 100ml*50 支/单元，250ml*32 支/单元，1000ml*28 支/单元，2000ml*8 支/单元

二. 超净台部分

1. 豪华型超净工作台					
产品名称	原型号	新型号	出厂价 (元/台)	工作区尺寸 (W×D×H)	产品特点 (测试条件:环境温度 25℃,空载运行)
豪华型垂直流超净工作台 (单人单面)	ZHJH-C1106B	/	10000	600×625×645 (mm)	<ul style="list-style-type: none"> ● 洁净等级: 100 级@$\geq 0.5\mu\text{m}$ (美国联邦标准 209E); ● 风速: 0.3m/s ~ 0.6 m/s (七级可调); ● 设有预过滤器的高效空气过滤系统; ● 风速多级可调, LED 数字显示; ● 带自锁轻触式操作系统; ● 小风量、大风压、低噪声风机; ● 上下滑动前窗, 可随意定位; ● 双侧透明安全大屏窗, 视角宽, 采光好; ● 优质不锈钢工作台面, 内角光滑易于清洁; ● 流线型豪华整机造型, 静电喷塑; ● 操作区内配有照明日光灯及紫外线灯; ● 带刹车万向转动脚轮, 移动灵活, 固定方便可靠; ● 注: ZHJH-C1209B 和 ZHJH-C1214B 无双侧透明安全大屏窗; ● B 型水平流没有滑动门;
豪华型垂直流超净工作台 (单人单面)	ZHJH-C1109B	/	11600	900×625×645 (mm)	
豪华型垂直流超净工作台 (双人单面)	ZHJH-C1112B	/	14500	1200×625×645 (mm)	
豪华型垂直流超净工作台 (双人加宽单面)	ZHJH-C1115B	/	16800	1500×625×645 (mm)	
豪华型垂直流超净工作台 (三人单面)	ZHJH-C1118B	/	19800	1800×625×645 (mm)	
豪华型垂直流超净工作台 (单人双面)	ZHJH-C1209B	/	11000	900×650×645 (mm)	
豪华型垂直流超净工作台 (双人双面)	ZHJH-C1214B	/	14500	1400×650×645 (mm)	
豪华型水平流超净工作台 (单人)	ZHJH-C2109B	/	10000	900×590×570 (mm)	
豪华型水平流超净工作台 (双人)	ZHJH-C2112B	/	12500	1200×590×570 (mm)	
2. 智能安全型超净工作台					
产品名称	原型号	新型号	出厂价 (元/台)	工作区尺寸 (W×D×H)	产品特点 (测试条件:环境温度 25℃,空载运行)
智能型垂直流超净工作台 (单人单面)	ZHJH-C1106C	/	12900	600×625×645 (mm)	<ul style="list-style-type: none"> ● 在线洁净度控制等级: 工作区内 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 粒径的尘埃应 ≤ 3.5 颗/升 (FS209E100 级) ● 工作区风速范围: 0.3~0.6 (m/s) ● 大屏幕液晶显示屏显示实测风速、压差、风量、运行时间以及 HEPA 工作状态等; ● 对 HEPA 的运行状态自动实施在线测量、在线监控、在线报警; ● HEPA 临近失效, 设备自动发出声、光和全中文的可视报警; ● 破损、失效报警功能及时发现和传递 HEPA 存在的异常情况, 有效避免样品的污染; ● 风速无级设定、恒风速运行, 在
智能型垂直流超净工作台 (单人单面)	ZHJH-C1109C	/	14700	900×625×645 (mm)	
智能型垂直流超净工作台 (双人单面)	ZHJH-C1112C	/	17800	1200 × 625 × 645 (mm)	
智能型垂直流超净工作台 (双人加宽单面)	ZHJH-C1115C	/	20500	1500 × 625 × 645 (mm)	
智能型垂直流超净工作台 (三人单面)	ZHJH-C1118C	/	23000	1800 × 625 × 645 (mm)	
智能型垂直流超净工作台 (单人双面)	ZHJH-C1209C	/	14000	900×650×645 (mm)	

智能型垂直流超净工作台 (双人双面)	ZHJH-C1214C	/	17000	1400 × 650 × 645 (mm)	电压波动或 HEPA 阻力增加的情况下，仍能维持稳定的风速； ● 预设自动消毒功能，大幅度提高有效工作时间； ● 自动/手动模式可选功能、HEPA 状态自检功能；
智能型水平流超净工作台 (单人)	ZHJH-C2109C	/	13000	900 × 590 × 570 (mm)	
智能型水平流超净工作台 (双人)	ZHJH-C2112C	/	15800	1200 × 590 × 570 (mm)	

三. 智能安全型生物安全柜部分

1. II 级 A2 智能型生物安全柜					
产品名称	原型号	新型号	出厂价 (元/台)	工作室尺寸 (W×D×H)	产品特点 (测试条件：环境温度 25℃，空载运行)
生物安全柜	ZSB-900 II A2	ZSB-900 II A2	52000	930*635*655	1. A 型 70%气体循环，30%气体外排； 2. 五大生物安全保护屏障： ● 独立低风速报警的安全屏障； ● LPA/HEPA 失效预、报警的安全屏障； ● ULPA/HEPA 破损报警的安全屏障； ● 全程跟踪、多参数监控报警的安全屏障； ● 恒风速技术的安全屏障；
生物安全柜	ZSB-1200 II A2	ZSB-1200 II A2	56000	1230*635*655	
生物安全柜	ZSB-1500 II A2	ZSB-1500 II A2	62000	1540*635*655	
生物安全柜	ZSB-1800 II A2	ZSB-1800 II A2	70000	1840*635*655	
2. II 级 B2 智能型全排风生物安全柜（价格含外排风机）					
产品名称	原型号	新型号	出厂价 (元/台)	工作室尺寸 (W×D×H)	产品特点 (测试条件：环境温度 25℃，空载运行)
生物安全柜	ZSB-1200 II B2	ZSB-1200 II B2	82000	1230*635*655	1. B 型 100%气体外排； 2. 五大生物安全保护屏障： ● 独立低风速报警的安全屏障； ● LPA/HEPA 失效预、报警的安全屏障； ● ULPA/HEPA 破损报警的安全屏障； ● 全程跟踪、多参数监控报警的安全屏障； ● 恒风速技术的安全屏障； 3. 外排风机的规格：KT11-45 NO 3.0 1KW 4. 配 4 米长，φ250mm 波纹塑料软管；

四. 可编程蓝屏显示温度箱

1. 鼓风干燥箱						
产品名称	原型号	新型号	出厂价 (元/台)	工作室尺寸 (W×D×H)	温度指标	产品特点
恒温鼓风干燥箱 (背部加热) (含搁板 2 块)	ZRD-7080	ZXRD-7080	8200	375*375*550	温度范围： 室温+5~300 (℃)	● 采用全方位立体加热新技术升快，精度高 ● 德国原装进口风机 ● 不锈钢电抛光隔板 ● 豪华典雅整机造型
	ZRD-7140	ZXRD-7140	10200	450*450*685	温控分辨精度： 0.1℃	

	ZRD-7230	ZXRD-7230	13000	520*550*800	温度波动度 \leq $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	● 标配搁板数量 2 块(用户根据实际另购最多可配 4 块)
--	----------	-----------	-------	-------------	---	--------------------------------

2. 曲线控制十段编程恒温箱

产品名称	原型号	新型号	出厂价格	内腔尺寸 (W×D×H)	温度指标	产品特点
曲线控制 十段编程 电热恒温箱 (含搁板 2 块)	ZDP-A2050A	ZXDP-A2050	5900	350*350*410	温度调节范围: 室温+5~60 (°C) 温度分辨精度: 0.1°C 温度波动: $\leq \pm 0.5$ (°C) 温度均匀度: $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ (37°C)	<ul style="list-style-type: none"> ● 十段二十步可编程序,实现温度的反复、步移和阶梯式的恒温培养。 ● 自动停机、自动开机、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正、RS-232 接口。 ● 监视计时器、独立式过升防止器、独立式超温保护器(可调)独立式漏电、过电流跳闸。 ● 停电报警、传感器故障报警,上、下限超温报警等 自诊断技术。 ● 高响应性热传感器与环境扫描微处理芯片。 ● 标配搁板数量 2 块(用户根据实际另购最多可配 4 块)
	ZDP-A2080A	ZXDP-A2080	6850	400*400*500		
	ZDP-A2120A	ZXDP-A2120	8000	450*450*600		
	ZDP-A2160A	ZXDP-A2160	8850	500*500*650		
	ZDP-A2270A	ZXDP-A2270	11300	600*550*820		
曲线控制 十段编程 隔水恒温箱 (含搁板 2 块)	ZGP-A2050A	ZXGP-A2050	7400	350*350*410		
	ZGP-A2080A	ZXGP-A2080	8700	400*400*500		
	ZGP-A2160A	ZXGP-A2160	11800	500*500*650		
	ZGP-A2270A	ZXGP-A2270	15500	600*550*820		

3. 生化培养箱

产品名称	原型号	新型号	出厂价格	内腔尺寸 (W×D×H)	温度指标	产品特点
生化培养箱 (含搁板 2 块)	ZSD-1160	ZXSD-1160	13500	500*500*650	温度范围: 4~65 (°C) 温控精度: $\leq \pm 0.2$ (37°C)	<ul style="list-style-type: none"> ● 超温报警、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、密码保护、温度校正等; ● 强制冷、常态制冷两种模式; ● 标配搁板数量 2 块(用户根据实际另购最多可配 4 块)
生化培养箱 (含搁板 2 块)	ZSD-1270	ZXSD-1270	17200	600*600*750		

4. 曲线控制十段编程生化培养箱

产品名称	原型号	新型号	出厂价格	内腔尺寸 (W×D×H)	温度指标	产品特点
曲线控制 十段编程 生化培养箱 (含搁板 2 块)	ZSD-A1090A	ZXSD-A1090	12500	400*400*550	温度调节范围: 4~65 (°C) 温度分辨精度: 0.1°C	● 十段二十步可编程序,实现温度反复、步移和阶梯式的恒温培养
	ZSD-A1160A	ZXSD-A1160	15000	500*500*650		

	ZSD-A1270A	ZXSD-A1270	19500	600*600*750	温度波动度： ≤±0.5 (°C) 温度均匀度： ≤±1 (°C)	<ul style="list-style-type: none"> ● 智能制冷无霜运行尖端技术； ● 制冷机超荷保护等； ● 自动停机、自动开机、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正、RS-232 接口； ● 监视计时器、独立式过升防止器、独立式超温保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸； 标配搁板数量2块（用户根据实际情况另购最多可配4块）
	ZSD-A1430A	ZXSD-A1430	23800	700*645*950		
曲线控制十段编程低温生化培养箱 (含搁板 2 块)	ZSP-A0160A	ZXSP-A0160	25300	500*500*650	温度调节范围： 室温-10~65 (°C) 温度精度： ≤±0.2 (37°C)	
	ZSP-A0270A	ZXSP-A0270	31800	600*600*750		
	ZSP-A0430A	ZXSP-A0430	38000	700*645*950		

5. 曲线控制十段编程恒温恒湿箱

产品名称	原型号	新型号	出厂价格	内腔尺寸 (W×D×H)	温度指标	产品特点
曲线控制 十段编程 恒温恒湿箱 (含搁板 2 块)	ZWP-A1150A	ZXMP-A1150	26300	500*460*650	温度调节范围： 4~65 (°C) 湿度调节范围： 40~95 (%RH)	<ul style="list-style-type: none"> ● 智能制冷无霜运行尖端技术； ● 配嵌入式打印机可选RS-232接口； ● 自动停机、自动开机、定时运行； ● 自诊断功能、低水位保护； ● 二级储存式自动给水设计； ● 标配搁板数量2块（用户根据实际情况另购最多可配4块）
	ZWP-A1230A	ZXMP-A1230	29500	600*550*700		
	ZWP-A1430A	ZXMP-A1430	40000	700*650*950		

6. 曲线控制十段编程霉菌培养箱（含紫外灯）

产品名称	原型号	新型号	出厂价格	内腔尺寸 (W×D×H)	温度指标	产品特点
曲线控制 十段编程 霉菌培养箱 (含搁板 2 块)	ZJP-A1150A	ZXJP-A1150	26300	500*460*650	温度调节范围： 4~65 (°C) 湿度调节范围： 40~95 (%RH)	<ul style="list-style-type: none"> ● 十段可编程、智能制冷无霜运行系统； ● 自动运行、故障自诊断、低水位保护； ● 二级储存自动给水，无需人工注水； ● 内置式超小型加湿器； ● 温度波动度； ● 配嵌入式打印机可选RS-232接口； ● 标配搁板数量2块（用户根据实际情况另购最多可配4块）
	ZJP-A1230A	ZXJP-A1230	29500	600*550*700		
	ZJP-A1430A	ZXJP-A1430	40000	700*650*950		
曲线控制 十段编程 低温霉菌箱 (含搁板 2 块)	ZJP-A0150A	ZXJP-A0150	29800	500*460*650	温度调节范围： -10~65 (°C) 湿度调节范围： 40~95 (%RH)	
	ZJP-A0230A	ZXJP-A0230	34000	600*550*700		
	ZJP-A0430A	ZXJP-A0430	46000	700*650*950		

曲线控制 十段编程 霉菌培养箱 (含搁板 2 块)	ZJD-A1160A	ZXJD-A1160	14900	500*500*650	温度调节范围: 4~65 (°C)	<ul style="list-style-type: none"> ● 环境扫描微处理芯片; ● 高响应性热传感器探针; ● 超温报警、时钟显示、来电恢复、参数记忆、密码保护、温度校正等; ● 强制冷、常态制冷两种模式; ● 标配搁板数量2块(用户根据实际另购最多可配4块)
	ZJD-A1270A	ZXJD-A1270	19500	600*600*750		
	ZJD-A1430A	ZXJD-A1430	23600	700*645*950		

6. 十段编程鼓风干燥箱

产品名称	原型号	新型号	出厂价格	内腔尺寸 (W×D×H)	温度指标	产品特点
十段编程鼓风 干燥箱 (背部加热) (含搁板 2 块)	ZRD-A5030A	ZXRD-A5030	6300	300*300*340	温度调节范围: 环境温度+5~200 (°C) 温度分辨精度 0.1(°C) 温度波动度: ≤±0.5 (°C) 温度均匀度: ≤±最高温度*2.5%	<ul style="list-style-type: none"> ● 个性化程序设计, 可预设长达二十段的可编程序, 实现温度的反复、步移和阶梯式的恒温干燥。 ● 良好的隔热设计, 箱门可视窗外层玻璃温度符合欧洲安全标准。 ● 自动停机、自动开机、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正、RS-232 接口。 ● 监视计时器、独立式过升防止器、独立式超温保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸。 ● 停电报警、传感器故障报警, 上、下限超温报警等自诊断技术。 ● 高响应性热传感器与环境扫描微处理芯片。 ● 镜面不锈钢内胆, 不锈钢电抛光搁板, 钢化玻璃内门 ● 标配搁板数量2块(用户
	ZRD-A5055A	ZXRD-A5055	7200	330*360*450		
	ZRD-A5110A	ZXRD-A5110	9200	420*400*650		
	ZRD-A5210A	ZXRD-A5210	12000	500*550*750		
十段编程鼓风 干燥箱 (底部加热) (含搁板 2 块)	ZFD-A5040A	ZXFD-A5040	6700	345*300*385	温度调节范围: 环境温度+5~200 (°C) 温度分辨精度 0.1(°C) 温度波动度: ≤±0.5 (°C) 温度均匀度: ≤±最高温度*2.5%	<ul style="list-style-type: none"> ● 停电报警、传感器故障报警, 上、下限超温报警等自诊断技术。 ● 高响应性热传感器与环境扫描微处理芯片。 ● 镜面不锈钢内胆, 不锈钢电抛光搁板, 钢化玻璃内门 ● 标配搁板数量2块(用户
	ZFD-A5090A	ZXFD-A5090	8500	400*445*485		
	ZFD-A5140A	ZXFD-A5140	10200	500*470*600		
	ZFD-A5250A	ZXFD-A5250	13500	600*550*750		
十段编程鼓风 干燥箱 (底部加热) (含搁板 2 块)	ZFD-A5430A	ZXFD-A5430	19000	700*650*950		

	ZFD-A5600A	ZXFD-A5600	24000	800*780*1000		根据实际另购最多可配 4块)
--	------------	------------	-------	--------------	--	----------------

六. 高通量平行合成仪

产品名称	原型号	新型号	出厂价格	反应板尺寸 (MM)	最大装载量 (支)	水循环通道
高通量平行合成仪	ZHWY-113H40	ZWY-113H40	45200	420×288	Φ28×63 孔	2 个
高通量平行合成仪	ZHWY-113H15	ZWY-113H15	46000	420×288	Φ21×88 孔	2 个
高通量平行合成仪	ZHWY-113H08	ZWY-113H08	47500	420×288	Φ17×120 孔	2 个
高通量平行合成仪	ZHWY-113H04	ZWY-113H04	49000	420×288	Φ15×120 孔	2 个
高通量平行合成仪	ZHWY-113H4F	ZWY-113H4F	56500	170×152×4 (块)	Φ28×9 孔或 Φ17×16 孔或 Φ15×16 孔	1 个
高通量平行合成仪	ZHWY-113H6F	ZWY-113H6F	58000	142×152×6 (块)	Φ28×6 孔或 Φ17×12 孔或 Φ15×12 孔	1 个

七. 液浴器

产品名称	原型号	新型号	出厂价格	温度指标	产品特点
恒温水浴器	ZSQ-3	/	2200	温度范围: 室温~100(°C) (水浴)	● LED 数字显示; 容积: 3L
恒温油(水)浴器	ZSQ-10	/	3800	室温~200(°C) 温控精度±0.1~2 °C	● LED 数字显示; 容积: 10L
恒温水槽	ZSBB-712	/	3800	温度调节范围: 室温~100(°C) 温度分辨精度: 0.1(°C)	<ul style="list-style-type: none"> ● 进口不锈钢内胆、面罩、多圈盖, 无锈蚀、氧化之虞; ● 智能化声光报警环境扫描微处理器; ● 带背光 LCD 液晶显示屏显示各设定参数和运行参数; ● 高响应性热传感器探针; ● 定时运行、来电恢复、参数记忆、密码保护、显示校正、时钟显示; ● 低水位报警功能; ● 防干烧功能;
恒温水槽	ZSBB-724	/	4800		
恒温水槽	ZSBB-726	/	5500		
恒温水槽	ZSBB-728	/	6300		
水循环恒温水浴箱	ZSXH-618	/	4800	温度调节范围: 室温~65(°C) 温度分辨精度: 0.1(°C)	
水循环恒温水浴箱	ZSXH-625	/	5300		

搁板配置表

一、箱体搁板配置表

名称	原型号	新型号	实价/块	名称	原型号	新型号	实价/块
恒温鼓风干燥箱 (背部加热)	ZRD-7080	ZXRD-7080	160	曲线控制十段编程 恒温恒湿箱	ZWP-A1150A	ZXMP-A1150	450
	ZRD-7140	ZXRD-7140	250		ZWP-A1230A	ZXMP-A1230	580
	ZRD-7230	ZXRD-7230	450		ZWP-A1430A	ZXMP-A1430	1100
曲线控制十段编程 电热恒温箱	ZDP-A2050A	ZXDP-A2050	170	曲线控制十段编程 恒温恒湿霉菌培养箱	ZJP-A1150A	ZXJP-A1150	450
	ZDP-A2080A	ZXDP-A2080	200		ZJP-A1230A	ZXJP-A1230	580
	ZDP-A2120A	ZXDP-A2120	270		ZJP-A1430A	ZXJP-A1430	1100
	ZDP-A2160A	ZXDP-A2160	300	曲线控制十段编程 低温霉菌箱	ZJP-A0150A	ZXJP-A0150	450
	ZDP-A2270A	ZXDP-A2270	550		ZJP-A0230A	ZXJP-A0230	580
	ZGP-A2050A	ZXGP-A2050	170		ZJP-A0430A	ZXJP-A0430	1100
	ZGP-A2080A	ZXGP-A2080	230		ZJD-A1160A	ZXJD-A1160	265
	ZGP-A2160A	ZXGP-A2160	300		ZJD-A1270A	ZXJD-A1270	750
ZGP-A2270A	ZXGP-A2270	550	ZJD-A1430A	ZXJD-A1430	900		
生化培养箱	ZSD-1160	ZXSD-1160	265	十段编程鼓风干燥箱 (背部加热)	ZRD-A5030A	ZXRD-A5030	150
	ZSD-1270	ZXSD-1270	750		ZRD-A5055A	ZXRD-A5055	160
曲线控制十段编程 生化培养箱	ZSD-A1090A	ZXSD-A1090	190		ZRD-A5110A	ZXRD-A5110	200
	ZSD-A1160A	ZXSD-A1160	265	ZRD-A5210A	ZXRD-A5210	400	
	ZSD-A1270A	ZXSD-A1270	750	十段编程鼓风干燥箱 (底部加热)	ZFD-A5040A	ZXFD-A5040	150
	ZSD-A1430A	ZXSD-A1430	900		ZFD-A5090A	ZXFD-A5090	250
曲线控制十段编程 低温生化培养箱	ZSP-A0160A	ZXSP-A0160	260		ZFD-A5140A	ZXFD-A5140	280
	ZSP-A0270A	ZXSP-A0270	750		ZFD-A5250A	ZXFD-A5250	500
	ZSP-A0430A	ZXSP-A0430	850	ZFD-A5430A	ZXFD-A5430	1200	
				ZFD-A5600A	ZXFD-A5600	1600	

注： 1. 2012 年 5 月起执行

2. 带*标志的表示该价格有变动

3. 特殊规格可根据用户需要定制

4. 联系电话：010-63836252 18611378388

传 真：010-63836252